

Uw hoortoestellen schoonmaken en drogen met de Ampli-Dry droogdoos | Beter Horen

Uw hoortoestel schoonmaken en drogen met de ampli-dry elektrische droogdoos.

De ampli-dry elektrische droogdoos is speciaal ontworpen om uw hoortoestellen grondig te reinigen.

Zet de droogdoos aan en open het deksel.

Selecteer een programma.

Druk eenmaal op de aan-knop om een standaard reiniging te doen.

Druk tweemaal voor een intensieve reiniging.

Wanneer uw hoortoestellen goed gereinigd zijn gaat het LED-lampje aan en kunt u uw hoortoestellen weer gebruiken.

Laat het ons gerust weten wanneer u vragen heeft over de ampli-dry.

Voor vragen neem contact op.

0800 0200 159