

Het opladen van een gehoorapparaat | Beter Horen

Uw hoortoestellen opladen.

Doe de adapter van de oplader in het stopcontact en verbind de oplaadkabel met de oplader.

Plaats dan de hoortoestellen in de oplader waarbij het toestel voor uw rechteroor in het vakje met het rode stipje gaat en de linker in degene met het blauwe stipje.

De toestellen zullen om beurten knipperen tot ze vol zijn en het LED-lampje in beide toestellen blijft branden.

Het duurt ongeveer drie uur voor lege batterijen volledig zijn opladen.

Daarna gaan ze weer tot 30 uur mee.

Voor vragen neem contact op.

0800 0200 159