

Hoe vervang je batterijen van een achter het oor hoortoestel? |Beter Horen

Om de batterij te vervangen, openen we de batterijlade van het hoortoestel volledig.

Zo komt het batterijtje tevoorschijn.

Deze kunnen we makkelijk verwijderen door het borsteltje te gebruiken, hier zit namelijk een magneetje aan.

Als u wilt testen of de batterij echt leeg is, kan u de batterijtester gebruiken.

Hier kunt u naar vragen bij uw audicien. Vervolgens pakken we een nieuwe batterij.

U heeft bij uw audicien te horen gekregen welke batterij uw hoortoestel nodig heeft, in dit geval gebruiken wij de bruine sticker.

Deze halen wij er af.

Vervolgens wacht u een minuut om de batterij vol te laten lopen met zuurstof zodat hij het langst werkt.

Vervolgens plaatsen wij de batterij met de platte kant naar boven in de batterijlader.

Mocht u het makkelijk vinden, dan kunt u hier weer de magneet voor gebruiken.

Vervolgens sluit u weer de batterijlader en kan het hoortoestel in uw oor.