

Hoe plaats je een achter het oor hoortoestel? |Beter Horen

Uw achter-het-oor hoortoestel plaatsen

Uw hoortoestellen hebben verschillende onderdelen.

Eerst is daar natuurlijk het hoortoestel zelf.

Daarop ontdekt u het oorstukje, de ontvanger, de batterijlade en de aan/uit-knop.

U kunt links en rechts onderscheiden door de hoortoestellen naar u toe te draaien, waarbij de oorstukjes naar elkaar wijzen.

Wanneer u uw hoortoestellen wilt plaatsen controleer dan eerst of ze aan staan en of het slangetje goed vastzit.

Houd dan het oorstukje tussen duim en wijsvinger en plaats het in uw gehoorgang.

Plaats dan de behuizing achter uw oor.

Komt u er niet uit?

Bel ons dan gerust even op.

Wij helpen u graag verder.