

Hoe plaats je een in het oor (IHO-) Hoortoestel? | Beter Horen

Uw in-het-oor hoortoestel plaatsen.

Uw hoortoestellen hebben twee belangrijke onderdelen; de batterijlade, en het draadje waarmee u het toestel verwijdert.

Rood is rechts, blauw is links.

Let op dat beide hoortoestellen aan staan voor u ze plaatst.

U plaatst de hoortoestellen door ze tussen uw duim en wijsvinger te houden en het apparaat zachtjes in de gehoorgang te duwen.

Lukt het niet?

Bel ons dan gerust even op.

We helpen u graag verder.