

Hoe plaats je een luidspreker in het oor hoortoestel? | Beter Horen

Hoe draagt u een hoortoestel

Uw gehoorapparaat bestaat uit meerdere delen: hoortoestel, luidsprekerdraadje, luidspreker, batterijlade, en programmaknop.

Deze knop kan op een andere plek zitten, dit verschilt per fabrikant.

Rood is voor uw rechteroor, blauw voor uw linker.

Controleer of uw hoortoestel aan staat.

Voel voorzichtig aan het luidsprekerdraadje om te controleren of het goed vast zit aan de behuizing.

Plaats het hoortoestel achter uw oor terwijl u het luidsprekerdraadje aanpast.

Hoe beter u dit plaatst, hoe beter u zult kunnen horen.

Hou de luidspreker stevig vast en plaats deze in uw oor.

Zit het toestel prettig? Dan bent u klaar.

Als uw hoortoestel na enkele pogingen niet comfortabel aanvoelt, kom dan gerust langs in een Beter Horen vestiging bij u in de buurt.

Uw audicien helpt u graag.