

Het slangetje van een hoortoestel vervangen | Beter Horen

Als na verloop van tijd de slang erg hard is geworden, is het verstandig deze te vervangen.

We beginnen met het uitzetten van het hoortoestel door de batterijlade een klein stukje open te zetten.

Hierna gaan we de slang verwijderen van het hoortoestel en het oorstukje.

Dit kan soms een beetje friemelen zijn, vooral als het erg hard geworden is.

Ik zet meestal mijn nagel er nog een beetje achter zodat hij er makkelijker af gaat.

Vervolgens hebben we dezelfde afmeting nodig voor de nieuwe slang.

Als de slang erg hard geworden is, is hij ook een klein beetje gekrompen, dus is het noodzakelijk dat we een heel klein stukje langer afknippen.

Om de slang makkelijk te bevestigen aan het hoortoestel en het oorstukje, hebben we de slangentang.

Deze schuiven wij in de slang, knijpen we open en bevriezen 'm, zodat hij open blijft staan.

Zo is het makkelijker om hem over het oorstukje heen te schuiven. Met onze vingers knijpen we 'm dicht, zodat hij warm wordt... en sluit hij weer goed.

Dit herhalen we aan de andere kant.

Ook hier knijpen we 'm weer dicht.

U ziet dat de slang weer lekker soepel is.

Het hoortoestel kan weer aan door de batterijlade te sluiten. En is weer klaar om te gebruiken.