

Het Reinigen van Gehoorapparaat Oortjes met Ultrasoon

Om de oorstukjes schoon te maken gebruiken we de Ultrasoon.

Deze gaat in het stopcontact.

Uiteraard de oorstukjes, een schoonmaakttabletje, water, en vervolgens - om het weer droog te

maken - de luchtspray of de luchtbal.

Als eerste hebben we de Ultrasoon vastgemaakt in het stopcontact.

Hierna zullen we de batterijlade openzetten van het hoortoestel zodat deze uit staat.

Als u het hoortoestel heeft met de wat dikkere slang, trekken we deze van het hoortoestel

af en plaatsen we het oorstukje in de Ultrasoon.

Heeft u het hoortoestel met de dunne slang, dan draaien we deze van het hoortoestel af.

Ook dit oorstukje plaatsen we in de Ultrasoon.

Belangrijk dat u niet het hoortoestel in het water legt.

Vervolgens vullen we de Ultrasoon bij met water.

Belangrijk is dat de oorstukjes onder water liggen.

Hierna kunnen we dit aanvullen met een bruistabletje, zodat hij extra schoon wordt.

We sluiten de klep van de Ultrasoon en drukken op 'aan'.

Na drie minuten is de Ultrasoon klaar.

Mocht u 'm eerder willen afsluiten, dan drukt u op de knop 'uit'.

We openen de klep, en halen het bakje uit de Ultrasoon waar de oorstukjes in liggen.

Dit leggen we op een schone doek.

en drogen ze even af aan de buitenkant.

Vervolgens zien we dat er water in het slangetje is achtergebleven.

Dit moet eruit, want anders kan u niet goed horen met het hoortoestel.

Het makkelijkste is het om de luchtspray hiervoor te gebruiken.

Deze plaatsen we op de slang en blazen het in de doek.

Vervolgens kunnen we deze weer op het hoortoestel plaatsen.

Hetzelfde is belangrijk voor de dunne slang, ik zal het deze keer even laten zien met de blaasbal.

Door erin te knijpen komt er lucht doorheen.

En vervolgens draaien we het slangetje weer op het hoortoestel.

We sluiten de hoortoestellen weer, zodat ze aan gaan.

En dan kunt u 'm weer in het oor plaatsen.

Controleer of u het opstartsignaal goed kunt horen.

Is dit niet het geval, dan is er een kans

dat er toch water is achtergebleven in het slangetje.